



surfaces de dispositifs médicaux

VIRO'WIPES 150

Lingettes nettoyantes désinfectantes virucides

Prêt à l'emploi



Produit à usage professionnel. Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande. Photo non contractuelle.

Nettoyage et désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux réutilisables et non immergeables.

Utilisation recommandée:

- Dans les blocs opératoires, les services de néo-natalité, de réanimation et soins intensifs, les cabinets médicaux, dentaires, les laboratoires, les centres et les unités mobiles de soins, les services d'ophtalmologie, etc.
- Sur le matériel d'échographie, d'endoscopie, de microscopie, d'ophtalmologie, ainsi que tout autre dispositif médical non immergeable.

Compatible avec les sondes échographiques (voir notice d'instruction).

Autorisé sur les surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

- Formulation sans ammonium quaternaire.
- Solution d'imprégnation nettoyante et désinfectante. Séchage rapide sans trace.
- Large spectre antimicrobien en présence de substances interférentes.
- Boîte distributrice longue conservation.
- Spécialement recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sondes externes et endocavitaires.

mode d'emploi

1. Nettoyer soigneusement par essuyage mécanique la surface du matériel à traiter.
2. Ne pas rincer.
3. Jeter le support.
4. Refermer le couvercle après chaque utilisation.
5. Renouveler l'opération si nécessaire. La deuxième application déposera un microfilm désinfectant permettant de protéger la surface traitée.

propriétés microbiologiques

● Activité	● Essai	● Temps de contact
Bactéries	EN 1040 EN 1276 conditions de saleté EN 13727 conditions de saleté	5 minutes
Mycobactéries	EN 14348 conditions de saleté <i>Mycobacterium terrae</i>	5 minutes
Levures / Moisissures	EN 1275 <i>Candida albicans</i>	15 minutes
Virus	EN 14476 conditions de saleté Actif sur Rotavirus SA11 Actif sur PRV (virus modèle Hépatite B) Actif sur BVDV (virus modèle Hépatite C)	30 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes

Composition

(solution d'imprégnation)

Tensio-actif amphotère, alkylamine en solution hydro-alcoolique.

Caractéristiques physico-chimiques

- Forme galénique : liquide fluide.
- pH : 7,0.
- Couleur : sans colorant.
- Parfum : pomme.

Présentations commerciales

- Boîte de 150 lingettes pré-imprégnées à usage unique 130 x 200mm.